


Pe Kaninchen Anti-Human Cd262/Dr5/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O14763

Artikelnummer: CM0010188



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD262/DR5/TRAILR2 gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie optimiert wurde. Erkennt den TRAIL-Rezeptor in humanen Proben. Ideal für Anwendungen in der Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD262/DR5/TRAILR2 mAk
Bemerkungen/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Spezies	Human
GenID (Human)	8795
GenID	8795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 56-182 von humanem CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14763
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel