

Pe Kaninchen Anti-Menschliches Cd263/Trail-R3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O14798

Artikelnummer: CM0004557

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD263/TRAIL-R3 (Decoy-Rezeptor 1). Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von TRAIL-R3 auf Zelloberflächen. Unterstützt die Apoptose- und Krebsforschung. - O14798

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-menschliches CD263/TRAIL-R3 mAk
Bemerkungen/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8794
GenID	8794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-235 von humanem CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14798
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel