

Pe Kaninchen Anti-Human Cd270/Hvem Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q92956

Artikelnummer: CM0011683



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD270/HVEM (TNFRSF14), validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Analyse von T-Z-Kostimulation, Immun-Checkpoint-Signalisierung und Herpesvirus-Eintritt in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-human CD270/HVEM mAk
Bemerkungen/Alias	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF-Rezeptor-Superfamilie-Mitglied 14
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8764
Gen-ID	8764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 39-162 von humanem CD270/HVEM (NP_003811.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q92956
Proteingewicht	21kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel