

## Pe Kaninchen Anti-Human Cd275/B7-H2/Icosl Monoklonaler Antikörper Für Fc - O75144

Artikelnummer: CM0005824



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD275/B7-H2/ICOSL, speziell für die Durchflusszytometrie (FC) entwickelt. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Kostimulation, der B-Zell-Aktivierung und der Neutrophilen-Transmigration in der Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human CD275/B7-H2/ICOSL mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L                                                                        |
| Spezies           | Human                                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 23308                                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 23308                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-256 von humanem CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                     |
| SWISS             | O75144                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 20kDa/33kDa/34kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                 |