


Pe-Kaninchen-Anti-Human-Cd28-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P10747

Artikelnummer: CM0007950



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane CD28 (Tp44), einen wichtigen kostimulatorischen Rezeptor von T-Zellen. Geeignet für Anwendungen in der Durchflusszytometrie mit humanen Proben zur Untersuchung der T-Zell-Aktivierung, -Proliferation und Zytokinproduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-Anti-human-CD28-mAb
Bemerkungen/Alias	Tp44
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	940
Gen-ID	940
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD28 in voller Länge (P10747).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10747
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku