

Pe Kaninchen Anti-Human Cd282/Tlr2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O60603

Artikelnummer: CM0008074



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches TLR2/CD282 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie (FC). Validiert für Kreuzreaktivität mit Human, ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD282/TLR2 mAk
Bemerkungen/Alias	TIL4; CD282
Spezies	Human
GenID (Human)	7097
GenID	7097
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 290-390 von humanem TLR2 (NP_003255.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O60603
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Eisbeutel