


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd30-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28908

Artikelnummer: CM0009266



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD30, entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt CD30 in humanen Proben; CD30 ist ein Rezeptor, der an der Regulierung des Zellwachstums und der NF-kappa-B-Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CD30-mAb
Anmerkungen/Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	943
GeneID	943
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-379 des humanen CD30 (NP_001234.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28908
Proteingewicht	14 kDa/50 kDa/63 kDa
Versand	Kühlakku