


Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd300 A/C Mak Für Fc - Q9Ugn4 / Q08708

Artikelnummer: CM0012054



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD300a/c (IRC1/IRC2, CLM-8) für die Durchflusszytometrie. Validiert für die Kreuzreaktivität mit Menschen. Geeignet für Immunphäotypisierung und funktionelle Studien von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen anti-Mensch CD300 a/c mAk
Bemerkungen/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11314/10871
GenID	11314/10871
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-178 von humanem CD300a (NP_009192.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel