

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd301/Clec10A Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Iun9

Artikelnummer: CM0011591



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD301/CLEC10A, einen C-Typ-Lektin-Rezeptor, für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben, ermöglicht die Detektion von myeloischen Zellen und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD301/CLEC10A mAk
Bemerkungen/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10462
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 61-316 von humanem CD301/CLEC10A (NP_878910.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IUN9
Proteingewicht	28 kDa/32 kDa/35 kDa
Versand	Eisbeutel