

## Pe-Kaninchen-Anti-Humaner Cd303/Bdca-2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8Wtt0

Artikelnummer: CM0011006



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD303/BDCA-2 (CLEC4C), validiert für die Durchflusszytometrie. Dieser Antikörper erkennt einen C-Typ-Lektinrezeptor auf plasmazytoiden dendritischen Zellen, der an der Antigenerfassung und Interferonregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE-Kaninchen-anti-humanes CD303/BDCA-2-mAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                                              |
| GenelD (Mensch)   | 170482                                                                                                                                              |
| GenelD            | 170482                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 45-213 des humanen CD303/BDCA-2 (NP_569708.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                              |
| SWISS             | Q8WTT0                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 21 kDa/25 kDa                                                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                            |