


Pe-Kaninchen-Anti-Human-Cd32-Mak - P12318

Artikelnummer: CM0011272



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human-CD32-Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den IgG-Fc-Rezeptor mit niedriger Affinität FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) auf myeloischen Zellen. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-human-CD32-mAk
Bemerkungen/Alias	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγRIIa
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2212
GeneID	2212
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 36-218 des humanen CD32 enthält (NP_001129691.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P12318
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku