

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd33-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20138

Artikelnummer: CM0009428



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD33 (Siglec-3) für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Zellen der humanen monozytären und myeloischen Zelllinie. Ideal für die immunologische und immunonkologische Forschung. – P20138

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CD33-mAb
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Human
GeneID (human)	945
GeneID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-259 des humanen CD33 (NP_001763.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20138
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku