

Pe Kaninchen Anti-Human Cd335/Nkp46 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O76036

Artikelnummer: CM0010251



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD335/NKp46 (Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, ideal für NK-Zell-Phänotypisierung, Aktivierungsstudien und Tumorummunologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD335/NKp46 mAb
Bemerkungen/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9437
Gen-ID	9437
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O76036
Proteingewicht	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel