

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd336/Nk-P44 Mab Für Fc - O95944

Artikelnummer: CM0009208



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD336/NK-p44, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die extrazelluläre Domäne dieses NK-Zell-aktivierenden Rezeptors; nützlich für die Tumorummunologieforschung. Erwartetes Molekulargewicht: 31 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human CD336/NK-p44 mAb
Bemerkungen/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
Spezies	Human
GeneID (human)	9436
GeneID	9436
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-190 von humanem CD336/NK-p44 (NP_004819.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95944
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel