

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0008111

Einführung

PE Kaninchen anti-Mensch CD34 Monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt menschliches CD34, einen Marker für hämatopoetische Vorläuferzellen, auf Stammzellen und Endothelzellen. Geeignet für FC-Anwendungen. SWISS: P28906.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD34 mAk
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Mensch
GeneID	947 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-290 des menschlichen CD34 (NP_001020280.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteingewicht	35 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel