


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd352/Slamf6-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96Du3

Artikelnummer: CM0011073



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für humanes CD352/SLAMF6. Entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie in der Immunzellforschung. Es wurde keine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies berichtet. 24–37 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner-CD352/SLAMF6-monoklonaler Antikörper
Bemerkungen/Alias	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114836
Gen-ID	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24–215 des humanen CD352/SLAMF6 entspricht (NP_001171643.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Kühlakku