

## Pe-Kaninchen Monoklonaler Antikörper Gegen Humanes Cd353/Slamf8 Für Fc - Q9P0V8

Artikelnummer: CM0011119

### Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD353/SLAMF8 abzielt, validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zur B-Zell-Linie und Forschung zur B-Zell-Rezeptor-Signalübertragung. Ideal für die Untersuchung der B-Lymphozyten-Aktivierung und Modulation der BCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human CD353/SLAMF8 mAk                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | BLAME; CD353; SBB142                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                    |
| GeneID (Mensch)   | 56833                                                                                                                                     |
| GeneID            | 56833                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-123 des menschlichen CD353/SLAMF8 entspricht (NP_064510.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                    |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                    |
| SWISS             | Q9P0V8                                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 32 kDa                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                 |