

## Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd361 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P34910

Artikelnummer: CM0009415

### Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD361 (EVI2B, EVDB) abzielt, für die Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit menschlichen Proben; geeignet für Studien zur Granulozyten Differenzierung und hämatopoetischen Vorläuferzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Mensch CD361 mAb                                                               |
| Anmerkungen/Alias | EVDB; CD361; D17S376                                                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 2124                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 22-199 von humanem CD361 enthält (NP_006486.3) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                           |
| SWISS             | P34910                                                                                           |
| Proteingewicht    | 49kDa                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                        |