


Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28907

Artikelnummer: CM0008369



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD38, entwickelt für die Durchflusszytometrie. Erkennt spezifisch humanes CD38, ein multifunktionales Enzym und Rezeptor, das an Kalziumsignalgebung und Immunregulation beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 von humanem CD38 (P28907) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel