

Pe-Kaninchen Anti-Mensch Cd39/Entpd1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P49961

Artikelnummer: CM0008911

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD39/ENTPD1 (CD39, NTPDase1). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Untersuchung der Ektonucleotidase-Funktion, Immunregulation und Thrombozytenaggregation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD39/ENTPD1 mAk
Bemerkungen/Aliase	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	953
GenID	953
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 255-442 von humanem CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P49961
Proteingewicht	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
Versand	Eisbeutel