

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0009094



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD4 (T4/Leu-3), validiert für die Durchflusszytometrie. Unverzichtbar für die Immunzellprofilierung, die Erforschung von T-Helferzellen und HIV-Studien. Swiss-Prot: P01730.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner-CD4-mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	920
GeneID	920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26–207 des humanen CD4 (NP_000607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01730
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Icebag