


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd40 Mab Für Fc - P25942

Artikelnummer: CM0004731



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD40 (TNFRSF5/Bp50/CDW40) für die Durchflusszytometrie. Validiert für B-Zell- und Karzinomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human CD40 mAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	958
Gen-ID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-193 von humanem CD40 (NP_001241.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel