

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd42B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07359

Artikelnummer: CM0010136



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD42b (GP1BA) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Thrombozytenbiologie und Hämostaseforschung. Erkennt humanes CD42b; Proteinmasse: 71 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD42b mAk
Bemerkungen/Aliase	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; Plättchen-Glykoprotein Ib alpha-Kette
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2811
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07359
Proteinmasse	71kDa
Versand	Eisbeutel