

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd42D/Gpv Mab Für Fc - P40197

Artikelnummer: CM0008463

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD42d/GPV (P40197), validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Teil des GPIb-V-IX-Komplexes, der die Thrombozytenadhäsion und Hämostase vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Human CD42d/GPV mAb
Bemerkungen/Alias	GPV; CD42d
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2814
GeneID	2814
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-477 von humanem CD42d (NP_004479.1) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40197
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel