

## Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Humaner Cd43 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16150

Artikelnummer: CM0005033

### Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-anti-humaner CD43 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes Leukosialin, ein wichtiges Leukozyten-Oberflächensialoprotein, das an der T-Zell-Aktivierung und -Migration beteiligt ist. Ideal für Immunologie- und Lymphozyten-Profiling-Studien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen-anti-humaner CD43 mAb                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                             |
| GeneID (human)    | 6693                                                                                                              |
| GeneID            | 6693                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CD43 entspricht (NP_003114.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                             |
| SWISS             | P16150                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 40 kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                         |