


Pe-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-Cd44-Antikörper Für Fc - P16070

Artikelnummer: CM0010630



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD44, geeignet für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das humane CD44-Antigen; ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Lymphozyten-Homing in der Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Human-CD44-Antikörper
Anmerkungen/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44-Antigen
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	960
Gen-ID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-178 des humanen CD44 entspricht (NP_000601.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16070
Proteingewicht	82 kDa
Versand	Eisbeutel