


Pe Kaninchen Anti-Human Cd44V6 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16070

Artikelnummer: CM0012028



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD44V6 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt das CD44-Antigen, einen Hyaluronat-Rezeptor, der an der Zelladhäsion, dem Lymphozyten-Homing und der Tumorprogression beteiligt ist. Ideal für Anwendungen in der Immunologie und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD44V6 mAb
Bemerkungen/Alias	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Spezies	Human
GenID (Human)	960
GenID	960
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 223-267 von humanem CD44V6 (P16070) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16070
Proteinmasse	82kDa
Versand	Eisbeutel