

## Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd48-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P09326

Artikelnummer: CM0010296



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD48, einen GPI-verankerten Immunregulator, entwickelt für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Lymphozytenaktivierung, der Zytotoxizität von NK-Zellen und der Bildung immunologischer Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | PE-Kaninchen-anti-humanes-CD48-mAb                                                                                        |
| Bezeichnungen/Alias | BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102                                                                        |
| Spezies             | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID              | 962                                                                                                                       |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-220 des humanen CD48 (NP_001769.2) enthält |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie           | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung           | FC                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität    | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS               | P09326                                                                                                                    |
| Proteingewicht      | 19 kDa/28 kDa                                                                                                             |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                                  |