


Pe Kaninchen Anti-Human Cd5 Mab Für Fc - P06127

Artikelnummer: CM0004995



Einführung

PE-Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD5 für Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD5 (T1/Leu-1), einen lymphozytenspezifischen Rezeptor auf T-Zellen und B1a-Zellen. Geeignet für Immunphänotypisierung und Studien zur Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD5 mAb
Bemerkungen/Alias	CD5; LEU1; T1; CD5-Molekül
Spezies	Human
GenID (Human)	921
GenID	921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P06127
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel