


Pe Kaninchen Anti-Human Cd52 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P31358

Artikelnummer: CM0012305



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD52 (CAMPATH-1, HE5) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD52, ein GPI-verankertes Glykoprotein (~7 kDa) auf Lymphozyten und Nebenhodenzellen. Geeignet für die Immunologie und die Forschung in der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD52 mAb
Bemerkungen/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Spezies	Human
GenID (Human)	1043
GenID	1043
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-61 von humanem CD52 (NP_001794.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P31358
Proteingewicht	7kDa
Versand	Eisbeutel