


## Pe Kaninchen Anti-Human Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08174

Artikelnummer: CM0005328



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD55 (DAF, CR) für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes CD55, einen Komplementregulator und Virusrezeptor. Geeignet für humane Proben. UniProt P08174.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                             |
|-------------------|----------------------------------|
| Produktname       | PE Kaninchen anti-Human CD55 mAb |
| Bemerkungen/Alias | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE        |
| Spezies           | Human                            |
| Gen-ID (Human)    | 1604                             |
| Gen-ID            | 1604                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein            |
| Quelle            | Kaninchen                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper           |
| Anwendung         | FC                               |
| Kreuzreaktivität  | Human                            |
| SWISS             | P08174                           |
| Proteingewicht    | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa    |
| Versand           | Eisbeutel                        |