

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd56/Ncam1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13591

Artikelnummer: CM0009791



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD56/NCAM1-Protein für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Ideal für die Erforschung von Nervenzelladhäsion, Immunzellprofilierung und Wirt-Virus-Interaktionen in der Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human CD56/NCAM1 mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Human
Gen-ID	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-413 von humanem CD56/NCAM1 enthält (NP_851996.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13591
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eistasche