

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd6-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P30203

Artikelnummer: CM0010448



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD6 für die Durchflusszytometrie. Immunogen: rekombinantes humanes CD6 (AS 18-364). Reagiert mit humanen T-Zellen, NK-Zellen und B-1-Zellen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CD6-mAb
Bemerkungen/Alias	CD6; TP120; CD6-Molekül
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	923
GeneID	923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-364 des humanen CD6 entspricht (NP_006716.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30203
Proteingewicht	58 kDa/60 kDa/63 kDa/64 kDa/68 kDa/71 kDa
Versand	Kühlakku