

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd61-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05106

Artikelnummer: CM0008620



Einführung

PE-Kaninchen-anti-humaner-CD61-monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielstruktur ist Integrin-Beta-3 (GPIIIa), das an der Thrombozytenaggregation und Hämostase beteiligt ist. Ideal für die Thromboseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner-CD61-mAb
Bemerkungen/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3690
GeneID	3690
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-718 des humanen CD61 (NP_000203.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05106
Proteingewicht	86 kDa/87 kDa
Versand	Kühlakku