


Pe Kaninchen Anti-Human Cd62E/E-Selectin Mab Für Fc - P16581

Artikelnummer: CM0012771



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD62E/E-Selectin gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Validiert für die Immunadhäsions- und Entzündungsforschung, reagiert spezifisch mit humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD62E/E-Selectin mAb
Bemerkungen/Alias	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; Selektin-e
Spezies	Human
GenID (Human)	6401
GenID	6401
Immunogen	Rekombinantes Protein, rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-230 von humanem CD62E/E-Selectin (NP_000441.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P16581
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel