

Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd62L/L-Selectin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P14151

Artikelnummer: CM0008864



Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD62L/L-Selectin (SELL). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt ein 42 kDa/43 kDa Protein, das an Leukozytenadhäsion und Homing beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen Anti-Mensch CD62L/L-Selectin mAk
Bemerkungen/Alias	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6402
Gen-ID	6402
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-332 von humanem CD62L/L-Selectin (NP_000646.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14151
Proteingewicht	42 kDa/43 kDa
Versand	Eisbeutel