

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd62P/P-Selektin-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P16109

Artikelnummer: CM0010706



Einführung

Dieser PE-konjugierte monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes CD62P (P-Selektin), einen an der Entzündung beteiligten Leukozytenadhäsionsrezeptor. Für die Durchflusszytometrie (FC) mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen Proben validiert. Geeignet für immunologische Forschungsstudien und Untersuchungen zu Entzündungsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes CD62P/P-Selektin-mAb
Bemerkungen/Alias	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Art	Mensch
Gen-ID	6403
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-771 des humanen CD62P/P-Selektins (NP_002996.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16109
Proteinmasse	91 kDa
Versand	Kühlakku