


## Pe-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-Cd63-Antikörper Für Fc - P08962

Artikelnummer: CM0004456



### Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD63 (LAMP-3, ME491), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Zelladhäsion, Integrin-Signalübertragung, Melanom und Tetraspanin-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Human-CD63-Antikörper                                                                                  |
| Anmerkungen/Alias | MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30                                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                                              |
| Gen-ID (Human)    | 967                                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 967                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-238 des humanen CD63 entspricht, NP_001771.1) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                             |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                              |
| SWISS             | P08962                                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 26 kDa                                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                          |