

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd66A/Ceacam1-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P13688

Artikelnummer: CM0011413



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD66a/CEACAM1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für immunologische Forschungsarbeiten zu Zelladhäsion, der Regulation von Immun-Checkpoints und Tumorimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes CD66a/CEACAM1-mAb
Bemerkungen/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; karzinoembryonales antigenverwandtes Zelladhäsionsmolekül 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	634
GeneID	634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35–428 des humanen CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13688
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku