

Pe Kaninchen Anti-Human Menschliches Cd7 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09564

Artikelnummer: CM0010572

Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches CD7 (GP40, TP41) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, erkennt T-Zell- und NK-Zell-Marker. Ideal für Immunphänotypisierung und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD7 mAk
Bemerkungen/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	924
GenID	924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-180 von menschlichem CD7 (NP_006128.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09564
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel