

Pe Kaninchen Anti-Human Cd72 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P21854

Artikelnummer: CM0009547

Einführung

Hochwertiger PE-konjugierter kaninchener anti-humaner CD72 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für die Immunphänotypisierung von B-Zell-Subsets und die Untersuchung der BCR-Signalgebung. Spezifisch für humanes CD72.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Human CD72 mAk
Bemerkungen/Alias	CD72; CD72b; LYB2; CD72 Molekül
Spezies	Human
GenID	971 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 117-359 von humanem CD72 (NP_001773.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P21854
Versand	Eisbeutel