

Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd79B/Igβ-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P40259

Artikelnummer: CM0011291



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für humanes CD79b/Igβ, für die Durchflusszytometrie mit PE konjugiert. Erkennt die mit dem B-Zell-Antigenrezeptorkomplex assoziierte Protein-Beta-Kette in humanen B-Zellen. Swiss-Prot P40259.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CD79b/Igβ-mAb
Bemerkungen/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b-Molekül
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	974
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-159 des humanen CD79b/Igβ (NP_000617.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40259
Proteingewicht	14 kDa/26 kDa
Versand	Kühlakku