


Pe-Kaninchen-Anti-Humanes Cd8 Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01732 / P10966

Artikelnummer: CM0010076



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-humaner-CD8-PolymAb®-Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt CD8-Alpha- und -Beta-Ketten (UniProt: P01732, P10966) mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen Proteinen. Molekulargewicht: 26 kDa/24 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humaner CD8 PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Spezies	Mensch
GeneID	925/926
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01732/P10966
Proteingewicht	26 kDa/24 kDa
Versand	Eisbeutel