

Pe Kaninchen Anti-Human Cd80/B7-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P33681

Artikelnummer: CM0005506



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD80 (B7-1) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. CD80 ist ein Schlüssel-Kostimulationsmolekül auf antigenpräsentierenden Zellen, das für die T-Zell-Aktivierung und die Immun-Checkpoint-Forschung entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE Kaninchen anti-human CD80/B7-1 mAk
Bemerkungen/Alias	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Spezies	Human
GenID (human)	941
GenID	941
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-242 von humanem CD80/B7-1 (NP_005182.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P33681
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel