


Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd81 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P60033

Artikelnummer: CM0004457



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD81, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD81 auf Immunzellen; Molekulargewicht 26kDa. Ideales IVD-Rohmaterial für die Forschung und die Entwicklung von Diagnoseassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-anti-Human CD81 mAb
Bemerkungen/Alias	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	975
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P60033
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel