

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd82 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P27701

Artikelnummer: CM0009088



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD82 (KAI1/TSPAN27), ein Tetraspanin-Metastasensuppressor. Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für die Immunphänotypisierung von lymphoiden Zellen und für Krebsforschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD82 mAb
Bemerkungen/Alias	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3732
Gen-ID	3732
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-267 von humanem CD82 (NP_002222.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27701
Proteingewicht	27kDa/30kDa
Versand	Eistasche