

Pe-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human Cd85D/E/I/J Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0011645



Einführung

PE-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD85d/e/i/j (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Validiert für Durchflusszytometrie, kreuzreagiert mit humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Immuntoleranz und Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human CD85d/e/i/j mAb
Bemerkungen/Alias	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Spezies	Human
GenelD (human)	10288/11026/11024/10859
GenelD	10288/11026/11024/10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-461 von humanem CD85d (NP_001074447.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel