

Pe-Kaninchen Anti-Mensch CD85l/J Monoklonaler Antikörper Für Fc - O75019 / Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0009808

Einführung

PE-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD85i/j (LILRA1, LIR6) für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Reaktivität, rekombinantes Protein als Immunogen, ~53 kDa. Ideal für immunologische Forschung und Immunprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD85i/j mAk
Bemerkungen/Aliase	LIR6; CD85i; LIR-6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11024/10859
Gen-ID	11024/10859
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75019/Q8NHL6
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel