


Pe Kaninchen Anti-Mensch Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Nhl6

Artikelnummer: CM0005003



Einführung

PE-konjugierter rabbit monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD85j/ILT2 (LILRB1), einen inhibitorischen MHC-Klasse-I-Rezeptor, abzielt. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für Immunzellprofilierung und Forschung an natürlichen Killerzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen anti-Mensch CD85j/ILT2 mAk
Bemerkungen/Alias	LILRB1; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; Leukozyten-Immunglobulin-ähnlicher Rezeptor B1
Spezies	Mensch
Gen ID	10859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-458 von humanem CD85j/ILT2 (NP_006660.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHL6
Proteingewicht	49 kDa/70 kDa/71 kDa
Versand	Eisbeutel