


Pe-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd87/Plaur-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Fc) - Q03405

Artikelnummer: CM0010830



Einführung

PE-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD87/PLAUR. Für die Durchflusszytometrie validiert. CD87/PLAUR ist ein GPI-verankerter Rezeptor, der uPA rekrutiert und den Abbau der extrazellulären Matrix sowie die Zelladhäsion vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE-Kaninchen-anti-humanes-CD87/PLAUR-mAb
Bemerkungen/Alias	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; Plasminogenaktivator, Urokinase-Rezeptor
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5329
Gen-ID	5329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-303 des humanen CD87/PLAUR entspricht (NP_002650.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03405
Proteingewicht	37 kDa 31 kDa/32 kDa/36 kDa
Versand	Kühlakku